Московский Физико-Технический Институт

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Лабораторная работа

Активность. Коэффициент активности. pH-метрия

Авторы: Светлана ФРОЛОВА 6113 группа Анатолий КИСЕЛЁВ 6113 группа



1 Цели работы

- 1. Знакомство с потенциометрическими методами определения среднеионных коэффициентов активности электролитов и измерения рН растворов;
- 2. Исследование зависимости среднеионного коэффициента активности электролита от его концентрации;
- 3. Исследование влияния ионной силы раствора на растворимость солей;
- 4. Приобретение практических навыков измерения pH, оценка величины катионной ошибки стеклянного электрода.

2 Теоретическая часть

Химический потенциал компонента реального раствора:

$$\mu_i(T, p) = \mu_i^0(T, p) + RT \cdot \ln a_i,$$

где $\mu_i^0(T,p)=\mu_i(T,p_0,a_i=1)$ - стандартный химический потенциал i-ого компонента при температуре T и давлении $p_0=105\Pi$ а. Путём нехитрых преобразований получаем первое выражение для активности:

$$a_i = \exp\left(\frac{\mu_i - \mu_i^0}{RT}\right) \tag{1}$$

Из формулы 1 видно, что активность - сугубо термодинамическая величина, отражающая вклад компонента в свободную энергию Гиббса раствора:

$$G(T, p) = \sum_{i=1}^{n} \nu_i \mu_i.$$

Однако размерность и величина активности зависит от используемого способа выражения концентрации - если a_x (активность при выражении концентрации как мольной доли) величина безразмерная, то a_c и a_m (для молярности и моляльности соответственно) - размерные величины, выражаются в моль/л и моль/кг. В нашей работе концентрация выражается в шкале молярности, соответственно справедлива формула:

$$\mu_i(T, p) = \mu_{c,i}^0(T, p) + RT \cdot \ln a_{c,i}.$$

Индекс c для краткости будем опускать. Активность можно представить в виде произведения концентрации c_i на коэффициент активности γ_i :

$$a_i = c_i \cdot \gamma_i \tag{2}$$

Ионная сила раствора I - величина, измеряющаяся в единицах концентрации [моль/л] и равная:

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i} c_i \cdot z_i^2.$$

Теория Дебая - Хюккеля позволяет представить коэффициент активности γ_i в виде разности энергии иона типа i в реальном растворе ионной силы I и в предельном случае, когда ионы вокруг него отсутствуют:

$$RT \cdot \ln \gamma_i = N_A \cdot \triangle U = N_A (U_I - U_{I=0}).$$

Распределение потенциала на основе уравнения Пуассона:

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon \varepsilon_0}.$$

Плотность заряда на основе распределения Больцмана:

$$\rho(r) = \sum_{i} ez_{i}n_{i}(r) = \sum_{i} ez_{i}n_{i}^{0} \cdot \exp\left(\frac{-ez_{i}\varphi(r)}{kT}\right).$$

В первом приближении ионы считаются точечными и $ez_i\varphi(r)\ll kT$. Распределение электрического потенциала вокруг некоторого иона в приближении теории Дебая-Хюккеля:

$$\varphi_i(r) = \frac{ez_i}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \exp{-\varkappa r}.$$

Происходит экранировка собственного потенциала иона:

$$\varphi_i(r) = \frac{z_i e}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0},$$

где ж - постоянная экранирования:

$$\varkappa = \frac{1}{r_D} = \sqrt{\frac{e^2}{\varepsilon \varepsilon_0 kT} \left(\sum_i n_i^0 z_i^2 \right)}.$$

Таким образом, добавка к энергии, обусловленная взаимодействием иона с его ионной атмосферой:

$$\Delta U = ez_i \left(\frac{\varphi - \varphi_i}{2} \right)_{r \to 0} = -\frac{e^2 z_i^2 \varkappa}{8\pi \varepsilon \varepsilon_0}.$$

Из описанного приближения вытекает предельный закон Дебая-Хюккеля:

$$\lg \gamma_i = -z_i^2 h \sqrt{I} \tag{3}$$

Измерить активность ионов одного типа не удается, так как нельзя создать систему с ионами только одного типа - она не будет электронейтральной. Измерению поддаются только активности ионов при наличии ионов, компенсирующих их заряд. Для такой системы принято говорить о среднеионном коэффициенте активности:

$$\gamma_{\pm}^{\nu_{+}+\nu_{-}} = \gamma_{+}^{\nu_{+}} \gamma_{-}^{\nu_{-}}.$$

Таким образом, в первом приближении теории Дебая- Хюккеля (I < 0.01M):

$$\lg \gamma_{\pm} = -0.51 |z_{+}z_{-}| \sqrt{I}.$$

Во втором приближении (I < 0.1M) учитывается то, что центры ионов не могут приближаться друг к другу на расстояние меньше некоторого а:

$$\lg \gamma_{\pm} = -0.51|z_{+}z_{-}| \left(\frac{\sqrt{I}}{1+\sqrt{I}}\right).$$

Третье приближение рассматривает более широкий диапозон концентраций:

$$\lg \gamma_{\pm} = -0.51|z_{+}z_{-}| \left(\frac{\sqrt{I}}{1 + \sqrt{I}} - 0.2I \right).$$

Величина водородного потенциала pH определяется активностью ионов водорода в растворе:

$$pH = -\lg a_{H^+} \tag{4}$$

Разность потенциалов между электродами:

$$E_X = E_0 - b \cdot pH$$
.

Коэффициент активности ионов водорода:

$$\gamma_{H^+} = \frac{10^{-pH}}{c_{H^+}} = \frac{10^{\frac{(E^{st} - E_X)}{b^{st}}}}{c_{H^+}},$$

где E_0^{st} и b^{st} - величины, найденные при градуировке. Электрод - система, состоящая из нескольких фаз, на границе которых направленное движение электронов меняется на направленное движение ионов или наоборот. Индикаторный электрод - электрод, чей потенциал меняется в зависимости от pH исследуемого раствора. Ключевым элементом обоих электродов является хлорсеребрянный электрод. Полуреакция для него:

$$AgCl_{(s)} + e^{-} \rightleftharpoons Ag_s^0 + Cl_{sol}^{-} \tag{5}$$

Потенциал такого электрода:

$$\varphi = \varphi^0 + \frac{RT}{F} \ln a_{Ag^+} = \varphi^0 + \frac{RT}{F} \ln a_{AgCl} - \frac{RT}{F} \ln a_{Cl^-} = \varphi_2^0 - \frac{RT}{F} \ln a_{Cl^-}.$$

В качестве индикаторного электрода для ионов H^+ используется стеклянный электрод. Схема такой части электрохимической цепи:

$$Aq|AqCl, 0.1MHCl|$$
стекло|раствор.

Потенциал стеклянного электрода:

$$\varphi = \varphi_1^0 + \frac{RT}{F} \ln (a_{H^+} + Ka_{Na^+}).$$

Приближенное выражение для водородного потенциала:

$$E_X \simeq E' - \frac{RT \ln 10}{F} pH_X.$$

При объединении электродов в цепь может получиться так, что между собой контактируют растворы полуячеек различного качественного и/или количественного состава. Происходит разделение положительных и отрицательных зарядов на атомном расстоянии, что по законам электростатики приводит к возникновению скачка электрического потенциала, называемого диффузионным потенциалом.

3 Обработка результатов

3.1 Исследование влияние ионной силы на растворимость труднорастворимой соли

В ходе опыта измерили значение электропроводности для ряда растворов, данные представлены в таблице 1:

1. Оценим вклад электропроводности CaSO4 в присутствии солей хлорида калия и сульфата натрия:

$$x_{\text{CaSO}_4} = x - x_{\text{KCl}} - x_{\text{H}_2\text{O}}$$

В присутствии KCl : 2156,56 мкСм/см

В присутствии Na₂SO₄: 1702,56 мкСм/см

2. Найдем концентрации ионов $\mathrm{Ca^{2+}~SO_4^{2-}}$ в присутствие и в отсутствие других солей: Учитывая, что $\frac{1}{2}\lambda_{\mathrm{Ca^{2+}}} = 59.5\frac{\mathrm{C}_{\mathrm{M}\cdot\mathrm{CM}^2}}{\mathrm{моль}}\frac{1}{2}\lambda_{\mathrm{SO_4^{2-}}} = 79.8\frac{\mathrm{C}_{\mathrm{M}\cdot\mathrm{CM}^2}}{\mathrm{моль}}$:

$$C \cdot \lambda = x$$

Тогда:

$$C = \frac{x}{\left(\frac{1}{2}\lambda_{\text{Ca}^{2+}} + \frac{1}{2}\lambda_{\text{SO}_4^{2-}}\right)}$$

Чтобы рассчитать произведение растворимости для начала нужно найти коэффициенты активности по формуле:


$$\begin{split} \lg \gamma_i &= -0.51 z_i^2 \cdot \sqrt{I} \\ \gamma_{\text{H}_2\text{O}} &= 0.299; \\ \gamma_{\text{KCl}} &= 0.267; \\ \gamma_{\text{Na}_2\text{SO}_4} &= 0.28 \end{split}$$

$$\Pi P_{CaSo_4} = 2.2 \cdot 10^{-5}; 1.71 \cdot 10^{-5}; 1.17 \cdot 10^{-5}$$

Сульфат натрия понижает значение ПР и ухудшает растворимость сульфата кальция в воде.

3.2 Калибровка рН-метра


Рис. 1



3.3 Определение коэффициента активности и среднеионного коэффициента активности

1. По результатам измерений построим графики зависимости ЭДС от рН для двух электродов: комбинированного стеклянного и хлорсеребряного и электрода сравнения


Рис. 2



Угловые коэффициенты графиков: 62,4 мВ и 117,7 мВ


2. Построим график зависимости $E-\frac{2RT}{F\cdot \ln 10\cdot \lg C_{HCl}}$ от корня из иониной силы \sqrt{J}

Рис. 3



Линейной экстраполяцией графика находим $E_0=364.4 \mathrm{mB}$ Построим график зависимости $Y=E-0.1183\lg C_{HCl}+0.059\frac{\sqrt{C_{HCl}}}{\sqrt{1+C_{HCl}}} \text{ or } C_{HCl}$

Рис. 4



3.4 Исследование водородной функции стеклянного электрода

Рис. 5




Рис. 6





Рис. 7



4 Вывод

В ходе работы мы ознакомились с потенциометрическими методами определения среднеионных коэффициентов активности электролитов и измерения рН растворов, исследовали зависимости среднеионного коэффициента активности электролита от его концентрации, а также влияние ионной силы раствора на растворимость солей.